



Liste non exhaustive (En rouge : analyses les plus fréquentes)

| Conditions particulières | Immédiat | <20 min | <30 min | <1H | <2H | <4H |
|---|--|---|---|--|--|--|
| Centrifuger | | | | | Anticorps Anti PF4 Glucose sur tube sec Lactate PTH | LDH Potassium PSAL |
| Centrifuger (+/- Aliquoter) Congeler | | Chromatographie des acides aminés | Acides aminés Oxalate Citrate Vitamine C | ADH AMP Cyclique Angiotensine II Calcium ionisé Complément CH50 Glucagon Métanéphrines libres NSE Ostéocalcine Rénine Activité anti-Xa HNF | Calcitonine TCA avec HNF | ACTH sur EDTA apoprotine Vancomycine Activité anti-Xa HBPM Gastrine Facteur 11 |
| Déposer immédiatement le prélèvement dans un bain de glace jusqu'à centrifugation | Homocystéine | | | | | |
| Domicile déconseillé | ACTH sur EDTA - Cryoglobuline - Homocystéine- Ammoniémie | | | | | |